

Encode® Emergence כיפות ריפוי

ריפוי טבעי. הטבעה קלה.



1 ריפוי רקמות טבעי

- כיפות הריפוי מעוצבות עם התרחבות טבעית העולה בהדרגה.
- במקרים מסוימים ניתן להפחית את הצורך בעיצוב פרופיל כאשר השתל ממוקם בעומק של מ"מ אחד לכל היותר מתחת לרכס העצם.
- זמינות במגוון קטרים של התרחבות ובשלושה גבהים: 3 מ"מ, 5 מ"מ ו-7 מ"מ.

3 שימור רקמות ורכות

- הרירית מסביב לשתל צריכה להיות שלמה ותקינה כדי לאפשר שמירה על בריאות הפה והצלחה בשילוב השתל הדנטלי ושימורו.¹
- הסרת המבנים פעמים רבות (ניתוקם וחיבורם מחדש) משפיעה לרעה על הרירית שמסביב למבנה ותורמת לאובדן עצם רכס המכתש.²
- העיצוב של Encode Emergence מפחית את הצורך בהסרות מרובות של המבנה, תוך שמירה על הממשק מסביב למבנה ושמירה על פונקציית האיטום.

2 תהליך פשוט לסריקות בתוך הפה ולמטבעים מסורתיים

- הטכנולוגיה הזו מבטלת את הצורך בכיפות מטבע. ניתן להשתמש בסרוק תוך-פומי או במטבע PVS מסורתי כדי להעביר את מיקום השתל לצורך ייצור שיקום סופי.
- סכמת קוד שנועדה לאפשר סריקה בתוך הפה או יצירת מטבע PVS כאשר סגר כיפת הריפוי נמצא בדיוק מעל הרקמה הרכה שמסביב ומקנה מראה אסתטי לאחר הניתוח.

4 מראה בגימור ורוד מט

- הצבע הורוד דומה מאוד לצבע החניכיים ומניב תוצאות אסתטיות לאחר הניתוח.
- מראה מט מפחית את הבוהק בסריקה בתוך הפה לקבלת תמונות סריקה ברורות.

 ZimVie

1. Schupbach P. The defense architecture of the human peri-implant mucosa: a histological study. J Prosthet Dent. 2007 Jun;97(6 Suppl):S15-25
2. Abrahamsson. 1997 Journal of Clinical Periodontology 1997; 24: 56S-572. The mucosal barrier following abutment dis/reconnection. An experimental study in dogs.



שתלים בחיבור Certain®

גובה			התרחבות	קוטר פלטפורמה
7	5	3		
IEEHA347	IEEHA345	IEEHA343	3.8	3.4
IEEHA357	IEEHA355	IEEHA353	5.0	
IEEHA447	IEEHA445	IEEHA443	4.1	4.1
IEEHA457	IEEHA455	IEEHA453	5.0	
IEEHA467	IEEHA465	IEEHA463	6.0	
IEEHA477	IEEHA475	IEEHA473	7.5	
IEEHA557	IEEHA555	IEEHA553	5.0	5.0
IEEHA567	IEEHA565	IEEHA563	6.0	
IEEHA577	IEEHA575	IEEHA573	7.5	
-	IEEHA665	IEEHA663	6.0	6.0
-	IEEHA6685	IEEHA6683	6.8	
-	IEEHA675	IEEHA673	7.5	



שתלים בחיבור Tapered Screw-Vent®

גובה			התרחבות	קוטר פלטפורמה
7	5	3		
TEEHA337	TEEHA335	TEEHA333	3.8	3.5
TEEHA357	TEEHA355	TEEHA353	5.0	
TEEHA367	TEEHA365	TEEHA363	6.5	
TEEHA447	TEEHA445	TEEHA443	4.5	4.5
TEEHA457	TEEHA455	TEEHA453	5.5	
TEEHA467	TEEHA465	TEEHA463	6.5	
TEEHA477	TEEHA475	TEEHA473	7.5	
-	TEEHA555	TEEHA553	5.7	5.7
-	TEEHA565	TEEHA563	6.8	
-	TEEHA575	TEEHA573	7.5	



שתלים בחיבור Eztetic®

גובה			התרחבות	קוטר פלטפורמה
7	5	3		
CEEHA337	CEEHA335	CEEHA333	3.7	2.9
CEEHA347	CEEHA345	CEEHA343	4.5	



צור קשר בטלפון במספר

4242 612 03

או בקר בכתובת

ZimVie.com/dental



Zimmer Dental Ltd
העמל 13
פארק תעשייה אפק
ראש העין
ישראל
טל: +972 3 612 4242
פקס: +972 3 612 4243
zvil-cs@ZimVie.com

ZimVie Dental
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
טלפון: +1-561-776-6700
פקס: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com

